










## SPEKTROFOTOMETRE MODEL SEÇİM TABLOSU

<b>ALLSHENG</b>									
<b>Model</b>	FlexA-200	FlexA-200HT	Feyond-A300	Feyond-A400	Feyond-A500	AMR-100	AMR-100T	Feyond-F100	Feyond-L100
<b>Ölçüm Şekli</b>	Monokromatörlü (Full Spektrum)					Filtreli (Her Dalga Boyu için Farklı Filtre)			
<b>Absorbans (ABS) Monokromatör</b>	☑	☑	☑	☑	☑				
<b>Absorbans (ABS) Filtreli</b>						☑	☑		
<b>Floresans (FL) Filtreli</b>			☑	☑	☑			☑	
<b>Lüminesans (LU) Ölçüm</b>			☑	☑	☑				☑
<b>Time-Resolved Floresans</b>				☑	☑				
<b>Polarizasyon Filtreli Floresans</b>					☑				
<b>Küvetle (Tekli) Ölçüm</b>		☑							
<b>Isıtmalı Kinetik Ölçüm</b>		☑					☑		
<b>Mikro Hacim Ölçüm Plakası</b>	○	○	○	○	○				
<b>Enjektör Opsiyonu</b>			○	○	○			○	○