




REAL TIME PCR MODEL SEÇİM TABLOSU

							
	Q160	Q160C	Q1000	Q1000+	Q2000A	Q2000B	Q2000C
Örnek Kapasitesi	16	16	48	48	96	96	96
Kanal Sayısı	2	4	2	4	2	4	6
Dokunmatik Ekran	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Sonuç ve Analiz	Cihaz üzerinden (Dahili)	Cihaz üzerinden (Dahili)	Bilgisayar + Optimal Yazılımı	Bilgisayar + Optimal Yazılımı	Bilgisayar + Optimal Yazılımı	Bilgisayar + Optimal Yazılımı	Bilgisayar + Optimal Yazılımı
Evrensel Boya Kanalları	Kanal (1): FAM, SYBR GREEN (1/2) Kanal (2): VIC, HEX, JOE, CY3, TET (Ops) Kanal (3): ROX, TEXAS-RED, TAMRA (Ops) Kanal (4): CY5, QUASAR 670 Kanal (5): CY5.5 Kanal (6): Rezerve						
Uyumlu Boyalar	1+2	1+2+3+4	1+2	1+2+3+4	1+2	1+2+3+4	1+2+3+4+5+6
IVD-CE POC	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Popülerlik		✓		✓		✓	